


 Teknoloji ile Gelen
Estetik Güzellik


estetik & medikal
okaylazer.com



Teknoloji ile Gelen
Estetik Güzellik

www.okaylazer.com

okaylazer
estetik & medikal

Estetik ve Güzellik Ekipmanları



Teknik Servis / Başlık Lamba Hattı

☎ 0212 876 89 77

www.okaylazer.com

Balance Cavitation + RF

Balance kavitasyon cihazı, son teknoloji ile donatılmış olup kavitasyon ve radyo frekans uygulamalarını bir arada bulundurmaktadır. Kombine ve uyumlu bir şekilde çalışarak bölgesel zayıflamada ve selülit giderici tedavilerde ciddi sonuçlar verir. Multi Polar RF Face Başlığı sayesinde yüz kısmına yüz kavitasyonu, akne-sivilce tedavileri ve leke tedavileri uygulayabilirsiniz.

MULTİ POLAR RF TEKNOLOJİSİ

Multi Polar Radyo Frekans teknolojisi yenilikçi bir sistem. Radyo frekans dalgalarını derinin altına göndererek vücudun şekillenmesinde ve yağların etkin bir şekilde kaybedilmesinde rol alır. Manyetik dalga ve frekansların gönderildiği her başlık güvenilir harika sonuçların alınmasını sağlar.

Balance

Cavitation System & RF System

Yapılabilecek uygulamalar

- Bölgesel İncelme ve Zayıflama Uygulamaları
- Selülit Tedavisi
- Cilt Sıkılaştırma ve Toparlama Tedavileri
- Kan Dolaşımını Hızlandırır
- Lenfatik Tedavi
- Cilt Esnekliğini Artırmak
- Vücut Şekillendirmeyi Hızlandırmak
- Deri Metabolizmasını Güçlendirmek
- RF Face Başlığı Sayesinde Leke, Akne, Sivilce Tedavileri

Özellikler

- 4 Farklı Başlık İmkânı: 2 Kavitasyon+2 Multi Polar RF
- Başlık Frekansları; 28 Khz. 40 Khz. +/-2 Khz. (100W)
- Ultrasonik Kavitasyon & Multi Polar Radyo Frekans
- Tüketim Enerji; 250 W
- Full Dokunmatik Ekran
- Boyutu: 30 Cm x 47 Cm x 110 Cm
- Net Ağırlık: 33 Kg.
- Sertifikalar; CE LVD, CE EMC
- 0 Yan Etki, Güvenli Uygulamalar
- Dengeli RF Enerji
- Kullanımı Kolay Başlıklar
- Güvenli ve Düzenli Yüksek Enerji Ultrason Çıkışı



4 Farklı
Başlık:
2 Kavitasyon
2 RF

Kavitasyon
+
MultiPolar
RF

Full
Touch Screen
Kolay
Kullanım

3 Farklı
Kavitasyon
Program
Modu

Kavitasyon+RF
Kombine
Tedavi
Yöntemleri

Teknoloji ile Gelen Estetik Güzellik



CE

Klinik Verileri

1. Basamak

Vücut Isısını
Düzenler

RF Multi-Polar

Vücut ısısının artması sağlanır. Kavitasyon uygulaması için ön hazırlık yapılmış olur.

2. Basamak

Deri Altı Ted.
Başlar

28 KHz Kavitasyon

28KHz Küçük kavitasyon başlığı ile deri altında toplanmış yağlar baloncuk haline getirilir.

3. Basamak

Deri Altı Tedavi
Bitirilir

38 KHz Kavitasyon

Büyük baloncuklar kırılarak yok edilir. Küçük baloncuklar haline getirilir ve fazla kilolar sıvı ile atılabilir hale gelir.

4. Basamak

Fazla Kilolar
Yok Edilir

RF Multi-Polar

Parçalanmış katı yağların atılması sağlanır. Sıvı tüketimi ile birlikte yağların idrar yoluyla atıldığı görülür.

Balance
Cavitation+RF
için
Uzman
Önerisi

Tedavi Periyodu

Başarılı sonuç alınabilmesi haftada 2 uygulama önerilir. Ayda en az 8 seans uygulama yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra destekleyici diyet programları kilo verici programlarda ciddi rol oynamaktadırlar.


- Balance yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her hastada kullanılabilir.
- Özellikle karın, basen, kalça ve bel bölgelerinde ciddi sonuçlar alabilirsiniz.
- 2 ile 4 seans sonrasında hastanız bedeninde yaşadığı kaybı kesinlikle görecektir.
- Kaybedilen yağların tekrar geri dönüşü söz konusu değildir.
- Yağ hücrelerine etki eden Balance sayesinde Yo-Yo etkisinin doğruluğunu görebilirsiniz.

Öncesi



Sonrası

Laboratuar ortamında yapılan uygulama sonuçlarıdır. Sadece 2 seans, 1 haftalık tedavi sonrası 2 ila 4 arası inceleme görülmüştür.



teknik özellikler



Teknik Servis / Başlık Lamba Hattı

0212 876 89 77

www.okaylazer.com

Yakuplu Merkez Mah. 100.Sok.
No:16/A Beylikdüzü/İSTANBUL
t:0212 876 89 77

okaylazer
estetik & medikal